

別売品

専用充電器・シガーライターコード



3電源対応なので場所を選ばずに使用可能！  
別売品の充電器・シガーライターコード利用で、  
屋外や緊急時のご使用も可能！

- 専用充電器でのフル充電約90分で、約30分のバッテリー運転が可能です。
- シガーライターコードがあれば車内でも吸引器を使用できます。

- ①専用充電器KC-1500m(充電電池付) 140030163 …¥19,000(税抜)
- ②シガーライターコード 140031333 …¥1,850(税抜)
- ③専用充電電池KB-1500 140030063 …¥7,500(税抜)

専用キャリーバッグ



- 水濡れ・汚れに強いビニール製で、携帯性に優れています。
- 本体を取り出すことなく吸引ができ、充電電池の交換もバッグ背面より簡単に出来ます。
- 本体・充電器・吸引チューブ・カテーテルが収納でき、ガーゼ、タオル、ペットボトルなども収納可能な余裕のスペース。
- マジックテープandバックルで開閉が簡単。

- パワースマイル用キャリーバッグ 140030064 寸法: W310×D220×H270mm/質量:約670g…¥6,500(税抜)
- スマイルケア用キャリーバッグ 140030239 寸法: W335×D240×H285mm/質量:約800g…¥7,500(税抜)

※写真はスマイルケア専用キャリーバッグ

鼻用オリーブ管キット



お子様の鼻水吸引に！

構成

シリコンホース4×7 1m  
吸引ホースL型ジョイント  
オリーブ管(極小・小・大・玉)コネクター付き

- オリーブ管キット 140030154 …¥2,800(税抜)

サイズが4種類ありますので、小児から成人まで使用できます。シリコンゴム製なので、鼻腔を傷つけることなく、鼻汁の吸引ができます。

| 形状  | ※φは先端部分です。 |      |    |      |
|-----|------------|------|----|------|
| 種類  | 極小         | 小    | 大  | 玉    |
| サイズ | 6φ         | 6.5φ | 7φ | 5.6φ |

吸引カテーテル20本入 ※本体購入時にお買い求めください。



- 在宅医療・クリニックでお求めやすい20本入りの滅菌済吸引カテーテルです。
- 8Fr(外径約2.6mm)／ライトブルー 12Fr(外径約4.0mm)／ホワイト
- 10Fr(外径約3.3mm)／グレー 14Fr(外径約4.7mm)／グリーン

- 吸引カテーテル20本入 …¥1,500(税抜)

- 吸引カテーテルと吸引流量を低下させない大口径(7mm)のISO規格チューブをつなぐ専用コネクターです。

- カテーテルコネクター 1個 …¥300(税抜)
- カテーテルコネクター 5個 …¥1,000(税抜)

震災・災害時でも3電源対応だから安心

小型・軽量  
携帯性抜群

3電源対応 ポータブル吸引器

スマイルシリーズ

スマイルケア KS-1000

スマイルケアC 充電機能付き KS-1000C

パワースマイル KS-700

2014年  
9月1日より  
価格改定

便利な  
充電機能  
付き



スマイルケアC KS-1000C



スマイルケア KS-1000



パワースマイル KS-700



最適な提案で医療福祉社会に貢献する  
新鋭工業株式会社

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領家308-2

営業所  
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-12-5 TEL.03(3816)0444 FAX.03(3816)0406  
大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL.06(6228)3311 FAX.06(6228)3321  
札幌支店 〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3 TEL.011(741)7752 FAX.011(753)2703  
仙台支店 〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町4-9-12 TEL.022(782)4661 FAX.022(782)4662  
新潟支店 〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1 TEL.025(233)0592 FAX.025(233)0573  
長野支店 〒390-0835 長野県松本市高宮東5-1-3 TEL.0263(24)2840 FAX.0263(27)3152  
金沢支店 〒920-8202 石川県金沢市西都1-143-1 TEL.076(268)3832 FAX.076(268)8532  
山陰支店 〒683-0001 鳥取県米子市曾生温泉2-20-27 TEL.0859(34)5675 FAX.0859(34)5708  
岡山支店 〒700-0982 岡山県岡山市北区中島町1-7-8 TEL.086(236)0323 FAX.086(236)0324  
広島支店 〒733-0822 広島県広島市西区庚午4-10-36 TEL.082(275)0740 FAX.082(275)0760

新鋭工業福岡  
本社 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-11-25 TEL.092(622)0055 FAX.092(622)0052  
沖縄支店 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-19-6 TEL.098(876)4262 FAX.098(876)6097

新鋭工業販売部  
本社 〒461-0025 愛知県名古屋市中区徳川2-16-42 TEL.052(939)0700 FAX.052(939)0717  
静岡営業所 〒420-0803 静岡県静岡市葵区千代田6-30-22 TEL.054(208)3232 FAX.054(208)3237

ホームページアドレス <http://www.shinei.me>

ISO9001 認証取得  
ISO13485 認証取得

適用規格  
①JIS Q9001:2008(ISO9001:2008)  
②JIS Q13485:2005(ISO13485:2003)  
登録番号: ①JQA-QMA15006  
②JQA-MD0064

登録範囲(概要)  
①ISO9001:医療機器及び産業用関連機器に関する設計/開発/製造/販売/修理  
②ISO13485:医療機器の設計/開発/製造/販売/修理

製造元/株式会社 興伸工業



吸引専用  
スタンダード  
モデル



## スタンダードモデル スマイルケア

KS-1000 ¥46,000税別

認証番号: 223AHBZX00002000

管理医療機器

### スマイルケア 3つのポイント

#### 吸引力パワーアップ! <パワースマイル:当社比>

| 小型吸引器 吸引力目安 | 弱                     | 在宅用 | 強                        |
|-------------|-----------------------|-----|--------------------------|
| 吸引力         | ← 在宅用 →               |     |                          |
|             | ← 病棟用 →               |     |                          |
| ※排気流量       | パワースマイル 13L/分 (15L/分) |     | スマイルケアシリーズ 19L/分 (22L/分) |

※排気流量は、ポンプを本体に組み込んだ状態での測定数値です。実際に使う場合の吸引力の目安になります。( )内はポンプ単体の測定数値です。

水平対向  
ダブルポンプにより、  
低電力で  
静音・低振動!

ブラシレス  
モーター  
採用で  
長持ち安心!

便利な  
充電機能  
付き



## 充電機能付きスマイルケア スマイルケアC

KS-1000C ¥67,000税別

認証番号: 223AHBZX00018000

管理医療機器

- 別売の充電器を使用することなく、吸引器本体で充電が行えます。(取り外し可能なカセット式専用充電電池が標準付属。)
- 満充電を検知するとACアダプターをコンセントに差し込んだままでも規定の電池電圧になるまで再充電されない設計。(浅い充電の繰り返しによる電池の劣化を防ぎます)
- ecoモード運転では約17%動作時間が長くなります。

#### 残量目安表示/ecoモード



残量目安表示で電池の残りが一目わかります。

「ecoモード」は音も静かで夜間の使用に最適です。

#### 専用充電電池 1個標準付属



### スマイルケア交換部品



- ① 上蓋一式 140030231
- ② カテーテルホルダー 200190037
- ③ 吸引瓶 140030234
- ④ 安全瓶一式 140030235
- ⑤ 吸引瓶パッキン 140030232
- ⑥ フロートセット 140030233
- ⑦ L型アダプターS-4(黄色) 5個 200191437
- ⑧ 吸引ホース口 5個 140030113
- ⑨ 安全瓶パッキン 水色 5枚 140030162
- ⑩ 7×11吸引チューブアダプター付2m 200190082
- ⑪ サイレンサーフィルター 5個 140030108
- ⑫ 中継ホース 140030237
- ⑬ ACアダプター 140030074

#### 別売品

- ⑭ 専用充電器 KC-1500m(充電電池1個付) 140030163
- ⑮ 専用充電電池 KB-1500 140030063
- ⑯ シガーライターコード 140031333



## お出かけ先でも便利に使える パワースマイル

KS-700 ¥36,000税別

承認番号: 21900BZX01316000

管理医療機器

- ワンタッチ式ボタンでフタが開きます。
- 中蓋と上蓋が分離していますので、掃除が簡単で清潔です。

#### ワンタッチ開閉



#### 中ボタン方式



### パワースマイル交換部品



- ① 700mLプラ吸引瓶 140030073
- ② 吸引瓶中蓋一式 140030071
- ③ 吸引瓶上蓋一式 140030161
- ④ 吸引瓶パッキン 140030066
- ⑤ 安全瓶一式 140030072
- ⑥ 安全瓶パッキン 水色 5枚 140030162
- ⑦ サイレンサーフィルター 5個 140030108
- ⑧ カテーテルホルダー 200190037
- ⑨ 7×11吸引チューブアダプター付2m 200190082
- ⑩ 吸引ホース口 5個 140030113
- ⑪ 安全瓶-本体間ホース一式 140030068
- ⑫ 吸引-安全瓶間ホース一式 140030067
- ⑬ ACアダプター 140030074

#### 別売品

- ⑭ 専用充電器 KC-1500m(充電電池1個付) 140030163
- ⑮ 専用充電電池 KB-1500 140030063
- ⑯ シガーライターコード 140031333

### スマイルシリーズ 共通のポイント

#### 安全瓶



■吸引瓶頭部内のフロート式流入防止装置と安全瓶により吸引物のポンプへの流入を防止します。

#### 2重の安全装置

#### カセット式バッテリーを採用



■約90分のフル充電で、約30分のバッテリー運転が可能です。

※スマイルケアCは吸引器本体で充電が可能です。(専用充電電池1個 標準付属)  
※専用充電器(KC-1500m)、専用充電電池(KB-1500)はスマイルケア・パワースマイル共通でお使いいただけます。  
※スベア電池を用意すれば、長時間運転もでき、停電や緊急時でも安心してご利用いただけます。

| 名称     | スマイルケアC                          | スマイルケア          | パワースマイル            |
|--------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 型式     | KS-1000C                         | KS-1000         | KS-700             |
| 最大吸引圧力 | -75kPa以上                         |                 |                    |
| 排気流量   | 19L/min(22L/min) ( )内はポンプ単体の排気流量 |                 |                    |
| 吸引瓶容量  | 1000mL(ポリカーボネイト樹脂製)              |                 | 700mL(ポリカーボネイト樹脂製) |
| 電源     | AC100V(50-60Hz)                  |                 |                    |
| 消費電力   | 約1.5A                            |                 | 約1.3A              |
| 本体寸法   | W223×D226×H272mm                 |                 |                    |
| 質量     | 約3.2kg                           | 約3.0kg          | 約2.3kg             |
| 付属品    | 専用充電電池<br>ACアダプター・吸引ホース2m        | ACアダプター・吸引ホース2m | ACアダプター・吸引ホース2m    |

※吸引力カテーテルは別売です(パワースマイルに限り、お試用カテーテル付属)