

別売品

専用充電器・シガーライターコード

場所を選ばず使用可能  
コンセントで使用  
充電池で使用  
カーバッテリーで使用



3電源対応なので場所を選ばず使用可能！  
別売品の充電器・シガーライターコード利用で、  
屋外や緊急時のご使用も可能！

■専用充電器でのフル充電約90分、約30分のバッテリー運転が可能です。  
■シガーライターコードがあれば車内でも吸引器を使用できます。

- ①専用充電器KC-1500m(充電池付) 140030163 …¥19,000(税抜)
- ②シガーライターコード 140031333 …¥1,850(税抜)
- ③専用充電池KB-1500 140030063 …¥7,500(税抜)

専用キャリーバッグ



■水濡れ・汚れに強いビニール製で、携帯性に優れています。  
■本体を取りだすことなく吸引ができ、充電池の交換もバッグ背面より簡単に行えます。  
■本体・充電器・吸引チューブ・カテーテルが収納でき、  
ガーゼ、タオル、ペットボトルなども収納可能な余裕のスペース。  
■マジックテープand/バックルで開閉が簡単。

- パワースマイル用キャリーバッグ 140030064 寸法: W310×D220×H270mm/質量:約670g …¥6,500(税抜)
- スマイルケア用キャリーバッグ 140030239 寸法: W335×D240×H285mm/質量:約800g …¥7,500(税抜)

※写真はスマイルケア専用キャリーバッグ

鼻用オリーブ管キット



お子様の鼻水吸引に!

構成品

シリコンホース4×7 1m  
吸引ホースL型ジョイント  
オリーブ管(極小・小・大・玉)コネクター付き

- オリーブ管キット 140030154 …¥2,800(税抜)

サイズが4種類ありますので、小児から成人まで使用できます。シリコン製なので、鼻腔を傷つけることなく、鼻汁の吸引ができます。

(オリーブ管サイズ表)		※φは先端部分です。			
形状		極小	小	大	玉
種類		極小	小	大	玉
サイズ		6φ	6.5φ	7φ	5.6φ

吸引カテーテル20本入 ※本体購入時にお買い求めください。



■在宅医療・クリニックでお求めやすい20本入りの滅菌済吸引カテーテルです。  
8Fr(外径約2.6mm)ノライトブルー 12Fr(外径約4.0mm)ノホワイト  
10Fr(外径約3.3mm)ノグレー 14Fr(外径約4.7mm)ノグリーン

- 吸引カテーテル20本入 …¥1,500(税抜)

■吸引カテーテルと吸引流量を低下させない大口径(7mm)のISO規格チューブをつなぐ専用コネクターです。

- カテーテルコネクター 1個 …¥300(税抜)
- カテーテルコネクター 5個 …¥1,000(税抜)

震災・災害時でも3電源対応だから安心

小型・軽量  
携帯性抜群

# 3電源対応 ポータブル吸引器 スマイルシリーズ

スマイルケア KS-1000

スマイルケアC 充電機能付き KS-1000C

パワースマイル KS-700

2014年  
9月1日より  
価格改定

便利な  
充電機能  
付き



スマイルケアC KS-1000C



スマイルケア KS-1000



パワースマイル KS-700



最適な提案で医療福祉社会に貢献する  
**新鋭工業株式会社**

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領新築308-2

- 営業所
- 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-1-2-5 TEL.03(3816)0444 FAX.03(3816)0406
  - 大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL.06(6228)3311 FAX.06(6228)3321
  - 札幌支店 〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3 TEL.011(741)7752 FAX.011(753)2703
  - 仙台支店 〒984-0042 宮城県仙台市青林区大和町4-9-12 TEL.022(782)4661 FAX.022(782)4662
  - 新潟支店 〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋町1-1 TEL.025(233)0592 FAX.025(233)0573
  - 長野支店 〒390-0835 長野県松本市高富東5-1-3 TEL.0263(24)2940 FAX.0263(27)3152
  - 金沢支店 〒920-8202 石川県金沢市西番1-143-1 TEL.076(268)3832 FAX.076(268)3832
  - 山陰支店 〒683-0001 鳥取県米子市釜生温泉2-2-0-27 TEL.0859(34)5675 FAX.0859(34)5708
  - 岡山支店 〒700-0982 岡山県岡山市北区中島町1-7-8 TEL.086(235)0323 FAX.086(235)0324
  - 広島支店 〒733-0822 広島県広島市西区庚午4-1-0-36 TEL.082(275)0740 FAX.082(275)0760
- 新鋭工業福岡  
本社 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-11-25 TEL.092(622)0055 FAX.092(622)0052  
沖縄支店 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-1-9-6 TEL.098(876)4262 FAX.098(876)6097
- 新鋭工業販売所  
本社 〒461-0025 愛知県名古屋市中区徳川2-16-42 TEL.052(939)0700 FAX.052(939)0717  
静岡営業所 〒420-0803 静岡県静岡市清水区千代田6-3-0-22 TEL.054(208)3232 FAX.054(208)3237
- ホームページアドレス <http://www.shinei.me>

吸引専用  
スタンダード  
モデル



スタンダードモデル

# スマイルケア

KS-1000 ¥46,000税別

認証番号: 223AHBZX00002000

管理医療機器

## スマイルケア 3つのポイント

吸引力パワーアップ! <パワースマイル>当社比>

小型吸引器 吸引力目安	
吸引力	弱 ← 在宅用 → 強 ← 病棟用 →
排気流量	パワースマイル 13L/分 (15L/分)
	スマイルケアシリーズ 19L/分 (22L/分)

※排気流量は、ポンプを本体に組み込んだ状態での測定数値です。実際に使う場合の吸引力の目安になります。( )内はポンプ単体での測定数値です。

水平対向  
ダブルポンプにより、  
低電力で  
静音・低振動!

ブラシレス  
モーター  
採用で  
長持ち安心!

便利な  
充電機能  
付き



充電機能付きスマイルケア

# スマイルケアC

KS-1000C ¥67,000税別

認証番号: 223AHBZX00018000

管理医療機器

- 別売の充電器を使用することなく、吸引器本体で充電が行えます。(取り外し可能なカセット式専用充電電池が標準付属。)
- 満充電を検知するとACアダプターをコンセントに差し込んだままでも規定の電池電圧になるまで再充電されない設計。(浅い充電の繰り返しによる電池の劣化を防ぎます)
- ecoモード運転では約17%動作時間が長くなります。

残量目安表示/ecoモード



残量目安表示で電池の残りが一目でわかります。

「ecoモード」は音も静かで夜間の使用に最適です。

専用充電電池 1個標準付属



## スマイルケア交換部品



- ① 上蓋一式 140030231
- ② カテテルホルダー 200190037
- ③ 吸引瓶 140030234
- ④ 安全瓶一式 140030235
- ⑤ 吸引瓶パッキン 140030232
- ⑥ フロートセット 140030233
- ⑦ L型アダプター-S-4(黄色) 5個 200191437
- ⑧ 吸引ホース口 5個 140030113
- ⑨ 安全瓶パッキン 水色 5枚 140030162
- ⑩ 7x11吸引チューブアダプター付2m 200190082
- ⑪ サイレンサーフィルター 5個 140030108
- ⑫ 中継ホース 140030237
- ⑬ ACアダプター 140030074

別売品

- ⑭ 専用充電器 KC-1500m(充電電池1個付) 140030163
- ⑮ 専用充電電池 KB-1500 140030063
- ⑯ シガーライターコード 140031333



お出かけ先でも便利に使える

# パワースマイル

KS-700 ¥36,000税別

承認番号: 21900BZX01316000

管理医療機器

- ワンタッチ式ボタンでフタが開きます。
- 中蓋と上蓋が分離していますので、掃除が簡単で清潔です。

ワンタッチ開閉



中フタ方式



## パワースマイル交換部品



- ① 700mLプラ吸引瓶 140030073
- ② 吸引瓶中蓋一式 140030071
- ③ 吸引瓶上蓋一式 140030161
- ④ 吸引瓶パッキン 140030066
- ⑤ 安全瓶一式 140030072
- ⑥ 安全瓶パッキン 水色 5枚 140030162
- ⑦ サイレンサーフィルター 5個 140030108
- ⑧ カテテルホルダー 200190037
- ⑨ 7x11吸引チューブアダプター付2m 200190082
- ⑩ 吸引ホース口 5個 140030113
- ⑪ 安全瓶-本体間ホース一式 140030068
- ⑫ 吸引-安全瓶間ホース一式 140030067
- ⑬ ACアダプター 140030074

別売品

- ⑭ 専用充電器 KC-1500m(充電電池1個付) 140030163
- ⑮ 専用充電電池 KB-1500 140030063
- ⑯ シガーライターコード 140031333

## スマイルシリーズ 共通のポイント

### 安全瓶

2重の安全装置



■吸引瓶頭部内のフロート式流入防止装置と安全瓶により吸引物のポンプへの流入を防止します。

### カセット式バッテリーを採用



■約90分のフル充電で、約30分のバッテリー運転が可能です。

※スマイルケアCは吸引器本体で充電が可能です。(専用充電電池1個 標準付属)  
※専用充電器(KC-1500m)、専用充電電池(KB-1500)はスマイルケア・パワースマイル共通でお使いいただけます。  
※スペア電池を用意すれば、長時間運転もでき、停電や緊急時でも安心してご利用いただけます。

名称	スマイルケアC	スマイルケア	パワースマイル
型式	KS-1000C	KS-1000	KS-700
最大吸引圧力	-75kPa以上		
排気流量	19L/min(22L/min) ( )内はポンプ単体の排気流量		13L/min(15L/min)
吸引瓶容量	1000mL(ポリカーボネイト樹脂製)		700mL(ポリカーボネイト樹脂製)
電源	AC100V(50-60Hz)		
消費電力	約1.5A		
本体寸法	W223xD226xH272mm		
質量	約3.2kg	約3.0kg	約2.3kg
付属品	専用充電電池 ACアダプター・吸引ホース2m	ACアダプター・吸引ホース2m	ACアダプター・吸引ホース2m

※吸引カテテルは別売です(パワースマイルに限り、お試し力カテテル付属)