

Suction Unit

TAF

SHIN-EI
We are the best partner
for your healthy life

サイクロン Cyclone

販売名：タフ

サイクロンセパレーター採用



2年保証付



TAF-S

¥335,000

■3L瓶搭載のスタンダード吸引器。



TAF-S2 (ベースモデル:TAF-S)

¥351,000

■TAF-Sにもう1本3L瓶を連結し、トータル6Lの吸引量を確保したモデルです。



TAF-W

¥365,000

■2本の3L瓶を切替ツマミの操作で選択できます。※同時使用は出来ません。



型式	吸引瓶	質量	寸法 (mm)	最高吸引圧力	排気流量	消費電流	付属品
TAF-S	3L瓶×1	約20kg	W400×D360×H875	-90kPa	78L/min±20% (50Hz)	2.4A±10% (50Hz)	吸引カテーテルホルダー 吸引チューブ
TAF-W	3L瓶×2	約21kg			92L/min±20% (60Hz)	2.7A±10% (60Hz)	

消耗品及び交換部品



140030168	¥11,000	① 3000mL プラボトル(取手付) 11041-013A
140030166	¥8,500	② プラボトル頭部一式フロート付 11041-010A
140030167	¥7,500	③ プラボトル頭部一式フロート無 11041-011A
140030602	¥2,400	④ カテーテルホルダー一式 11100-002A



140030603	¥3,000	① Sホース(安全瓶-吸引瓶) 11100-003A
140030604	¥3,400	② Wホース白(安全瓶-切替バルブ) 11100-004A
140030605	¥3,600	③ Wホース黄色(切替バルブ-吸引瓶) 11100-005A
140030612	¥7,900	④ PTFEフィルター UNIT-W 11100-009A
140030611	¥8,500	⑤ PTFEフィルター UNIT-S 11100-008A
200191082	¥1,000	⑥ 両端コネクタ付吸引チューブ7×11 2m D1372-MS2

新型サイクロンシリーズの特徴

切替バルブ

吸引瓶を切り替えることが可能。
※TAF-Wのみ

広い天板


寸法: 内寸 274×208×35mm
外寸 317×239×35mm

カテーテル収納

高さ 500mm

サイクロンセパレータ

非接触水位センサーと併せて、万が一の時に吸引物のポンプへの流入を防ぎます。



大径キャスター

Wロック(回転・旋回) 段差が乗り越えやすい。



PTFEフィルター (オプション)

吸引ポンプ内に入り込むミスト状の吸引物や水分をPTFE吸引フィルターがシャットアウトします。



TAF スマート 後処理が簡単な使い捨て吸引バッグ

認証番号: 226AHBZX00002000



TAF-2000DSP

¥240,000

VacSax®

Made in the UK



2ℓ 吸引バッグ 凝固剤入り



●疎水性のフィルタで吸引物の逆流を防止します。



●凝固剤入なので吸引物の処理が簡単です。

TAF-3000SD

¥240,000

■3000mLプラボトル仕様もご用意しました。



型式	吸引瓶	質量	寸法 (mm)	最高吸引圧力	排気流量	消費電流	付属品
TAF-2000DSP	2L瓶×1	約23kg	W368×D288×H859	-90kPa	67L/min±20% (50Hz)	3.75A±10% (50Hz)	吸引カテーテルホルダー／吸引チューブ／2ℓ吸引バッグ 凝固剤入 (30入) (TAF2000DSPのみ)
TAF-3000SD	3L瓶×1				78L/min±20% (60Hz)	1.90A±10% (60Hz)	

※吸引バッグは再使用できません。別途お買い求めください。

ディスポ仕様 医療現場の感染予防と業務合理化に！



TAF-S型DSPセット

¥335,000

■ 2Lディスポ瓶×1本



TAF-W型DSP2セット

¥365,000

■ 2Lディスポ瓶×2本 ※並列



TAF-W型PDセット

¥365,000

■ 2Lディスポ瓶×1本+3Lプラボトル ※並列

消耗品及び交換部品



200190391	¥25,500	① 2L 吸引バッグ凝固剤付 30入 E7064-DVGEL
200190390	¥4,400	② 吸引キャニスタ 2L E7065-DV
140030610	¥2,200	③ ディスポ瓶受 1R273-00
140030613	¥7,000	④ PTFEフィルター UNIT-SD 11100-010A
140030609	¥4,500	⑤ WDホース(切替バルブ-吸引瓶) 11100-007A
140030608	¥3,000	⑥ SDホース(安全瓶-吸引瓶) 11100-006A
200190386	¥8,000	⑦-1 吸引チューブ 7×11 2m(10入)のみE7116-WS14
200191192	¥12,500	⑦-2 トロンホース 7×11(半透明) 1巻(50m)T-9B7



最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家308-2

営業所

東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-12-5 TEL.03(3816)0444 FAX.03(3816)0406
 大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL.06(6228)3311 FAX.06(6228)3321
 札幌支店 〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3 TEL.011(741)7752 FAX.011(753)2703
 仙台支店 〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目の中町10-10 TEL.022(288)4660 FAX.022(288)4661
 新潟支店 〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1 TEL.025(233)0592 FAX.025(233)0573
 長野支店 〒390-0835 長野県松本市高宮東5-1-3 TEL.0263(24)2840 FAX.0263(27)3152
 名古屋支店 〒466-0023 愛知県名古屋市中区石仏町2-1-40 TEL.052(859)1333 FAX.052(859)1334
 山陰支店 〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL.0859(34)5675 FAX.0859(34)5708
 岡山支店 〒700-0982 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8 TEL.086(235)0323 FAX.086(235)0324
 広島支店 〒733-0822 広島県広島市西区庚午中4-10-36 TEL.082(275)0740 FAX.082(275)0760
 福岡支店 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-11-25 TEL.092(622)0055 FAX.092(622)0052
 沖縄支店 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-19-6 TEL.098(876)4262 FAX.098(876)6097

ホームページアドレス <https://www.shinei.me>

※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



0000.00.0000 (M)