

SHIN-EI
We are the best partner
for your healthy life

ジェット式ネブライザー

Millicon Pro / Cube

SN-30S/KN-80S

ミリコンプロ/ミリコンキューブ

プロユースとパーソナルユースに2つのミリコンが登場

静音設計



Millicon Pro
SN-30S

Millicon Cube
KN-80S



新鋭工業株式会社

Millicon Pro SN-30S

定価¥38,000(税別) 医療機器製造販売届出番号：11B1X00012000017



●耐久性のあるポンプを搭載致しました。(医療機関向け)



●電源コードにはコードリール方式を採用しました。コード収納のわずらわしさから開放されます。



●オプションによりHEPAフィルターを装着可能です。より衛生的にご使用出来ます。

《仕様》 ミリコン Pro

- ・電 源：AC100V (50-60Hz)
- ・噴霧量：約0.40g/分 ※常温(25℃、50%RH)、生理食塩水噴霧時の値。使用環境や薬液の種類などによって異なります。
- ・薬液ボトル容量：8mL
- ・本体寸法：224 (W) × 212 (D) × 198 (H) mm
- ・質 量：約3.6kg
- ・付 属 品：ネブライザーキットC、マスク (小)
ネブライザーキット収納ケース
- ・消費電力：60VA (50/60Hz)
- ・電源コード：コードリール方式

Millicon Cube KN-80S

定価¥19,800(税別) 医療機器製造販売届出番号：11B1X00009000003



●使いやすく持ち運びにも便利で在宅向けに最適です。



●標準付属品のキャリングバックに本体と付属品のすべてをすっきりと収納出来ます。

《仕様》 ミリコン Cube

- ・電 源：AC100V (50-60Hz)
- ・噴霧量：約0.40g/分 ※常温(25℃、50%RH)、生理食塩水噴霧時の値。使用環境や薬液の種類などによって異なります。
- ・薬液ボトル容量：8mL
- ・本体寸法：172 (W) × 170 (D) × 104 (H) mm
- ・質 量：約1.9kg
- ・付 属 品：ネブライザーキットC、マスク (小)
ネブライザーキット収納ケース、専用キャリングバック
- ・消費電力：115VA/98VA (50/60Hz)
- ・電源コード：着脱式コード

共通の特徴

- 平均粒子径 MMD 約 4.3μm (吸気弁・非装着時) 吸入効率が高く効果的な噴霧が可能になりました。
- ネブライザーキットには吸気弁を使用することが出来ます。ネブライザーキット後方からエアロゾルが拡散することを防ぎます。
- 部品をすっきり収納できる収納ケースを用意しました。
- 収納ケースも水洗い、消毒が簡単に出来、部品を常に衛生的に保てます。
- 標準で付属しましたマスク(小)、ネブライザーキットC(ホース部分を含む)は繰り返し消毒、滅菌してお使いいただけます。

《交換部品及びオプション品》



- 《オプション品》
- ①HEPAフィルター(アダプター付き)
 - ②蛇管コネクター
 - ③ノーズピースP-307
 - ④ポリ蛇管15cmNK-6001
 - ⑤ネブライザーマスク大NK-3200
 - ⑥ネブライザーマスク小NK-3250
 - ⑦トラキアマスク大NK-5202
 - ⑧トラキアマスク小NK-5201
- 《交換部品》
- ⑨ネブライザーキット収納ケース
 - ⑩ネブライザーキットC
 - ⑪エアフィルター
 - ⑫マウスピース
 - ⑬マスク(小)



ネブライザーキット
収納ケース



最適な提案で医療福祉社会に貢献する 新鋭工業株式会社

本 社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家 3 0 8 - 2

- 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-1-2-5 TEL.03(3816)0444 FAX.03(3816)0406
- 大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL.06(6228)3311 FAX.06(6228)3321
- 札幌支店 〒060-0907 札幌市東区北七条東 4 丁目 28-3 TEL.011(741)7752 FAX.011(753)2703
- 仙台支店 〒984-0042 仙台市若林区大和町 4-9-12 TEL.022(782)4661 FAX.022(782)4662
- 新潟支店 〒951-8136 新潟市中央区関屋田町 1-1 TEL.025(233)0592 FAX.025(233)0573
- 長野支店 〒390-0835 長野県松本市高宮東 5-1-3 TEL.0263(24)2840 FAX.0263(27)3152
- 名古屋支店 〒466-0023 名古屋市中区石仏町 2-1-40 TEL.052(859)1333 FAX.052(859)1334
- 山陰支店 〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27 TEL.0859(34)5675 FAX.0859(34)5708
- 岡山支店 〒700-0982 岡山市北区中島田町 1-7-8 TEL.086(235)0323 FAX.086(235)0324
- 広島支店 〒733-0822 広島市西区庚午中 4-1-0-3-6 TEL.082(275)0740 FAX.082(275)0760
- 福岡支店 〒813-0034 福岡市東区多の津 5-11-25 TEL.092(622)0055 FAX.092(622)0052
- 沖縄支店 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間 1-19-6 TEL.098(876)4262 FAX.098(876)6097

ホームページアドレス <http://www.shinei.me>

※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。



注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。